

Sistema Alegria® 2 y Accesorios

Alegria® 2ORG 320
Puntas de automatización Alegria 300µlORG 302

Placas de predilución para automatización Alegria!.....ORG 304
Tampón de predilución!ORG 101
(¹ Planificado para estar disponible a partir de octubre de 2022)

Tests Alegria® 2

Tests para enfermedades autoinmunes

Diagnóstico de reumatología

- ANA Detect
- ANAscreen
- Anti-alpha-Fodrin IgG*
- Anti-CIq
- Anti-CCP *hs* (*muy sensible*)^{*}
- Anti-Centromere B
- Anti-dsDNA IgG
- Anti-dsDNA Screen*
- Anti-ssDNA*
- Anti-Nucleosome
- Rheumatoid Factor IgG*, IgM, IgA, Screen*
- Anti-Histone
- Anti-Jo-1
- Anti-MCV
- Anti-Rib-P*
- Anti-RNP / Sm
- Anti-RNP-70*
- Anti-Scl-70
- Anti-Sm
- Anti-SS-A
- Anti-SS-B
- ENAscreen

Diagnóstico de trombosis

- Anti-Annexin V IgG*, IgM*
- Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG, IgM, IgA, Screen
- Anti-Cardiolipin IgG, IgM, IgA, Screen
- Anti-Phospholipid Screen IgG, IgM
- Anti-Phosphatidyl Serine IgG*, IgM*
- Anti-Prothrombin Screen*

Diagnóstico de ANCA y vasculitis

- ANCAscreen *hs* (*muy sensible*)
- Anti-Cathepsin G*
- Anti-Lactoferrin*
- Anti-MPO
- Anti-BPI*
- Anti-GBM
- Anti-Lysozyme*
- Anti-PR3 *hs*

Diagnóstico de gastroenterología

- AMA-M2
- ASCA IgG, IgA
- Anti-Intrinsic Factor
- Anti-Parietal Cell
- Anti-Gliadin IgA*, IgG*
- Anti-Tissue-Transglutaminase IgA, IgG
- Anti-DGP IgA, IgG
- Anti-gp210*
- Anti-LC1*
- Anti-LKM-1*
- Anti-Sp100*
- Anti-SLA*

Diabetes

- Anti-Insulin*

Diagnóstico de tiroides

- Anti-TG
- Anti-TPO

Metabolismo óseo y mineral

- 25-OH Vitamina D₃/D₂*

Diagnóstico de heces

- Calprotectina

Alegria® 2 y la primera generación del sistema Alegria® utilizan los mismos análisis Monotest Alegria®.

*Tests de Alegria 2 planeados (Fase 2 - disponible de forma progresiva)

Tests de enfermedades infecciosas

- Anti-Borrelia IgG, IgM Abs.
- Anti-B. pertussis Toxin IgA, IgG*
- Anti-Chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM Abs.
- Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG, IgM Abs.*
- Anti-EBV (EBNA-1) IgG
- Anti-EBV (VCA) IgG, IgM Abs.
- Anti-EBV (ZEBRA) IgM
- Anti-Helicobacter pylori IgA, IgG
- Anti-Hepatitis E Virus IgG*, IgM Abs.*
- Anti-HSV-1 IgG, IgM Abs.
- Anti-HSV-2 IgG*, IgM Abs.
- Anti-HSV-1/2 IgG*, IgM Abs.
- Anti-Measles Virus IgG, IgM Abs.
- Anti-Mumps Virus IgG, IgM Abs.
- Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA*, IgG, IgM Abs.
- Anti-Parvovirus B19 IgG*, IgM Abs.*
- Anti-VZV IgA*, IgG, IgM Abs.
- Anti-Yersinia IgA*, IgG*

Controles Alegria®

- Control Positivo Alegria®
- Control Negativo Alegria®
- Kit de Control 25-OH Vitamina D₃/D₂*
- Alegria® Check Rheuma
- Alegria® Check Connective Scr
- Alegria® Check APS IgG
- Alegria® Check APS IgM
- Alegria® Check Vasculitis
- Alegria® Check Celiac A
- Alegria® Check Celiac G

Cualquier análisis,
en cualquier momento.

Alegria® 2

Para perfiles personalizados
de pacientes en el diagnóstico
de enfermedades autoinmunes
e infecciosas.

La innovación automatizada se une a la probada tecnología monotest

El nuevo sistema Alegria® 2 completamente automatizado ofrece una solución rentable desde la muestra al resultado con el panel completo y único de enfermedades autoinmunes e infecciosas de ORGENTEC utilizando la tecnología Monotest Alegria®. Esta técnica fácil de usar y personalizable le permite realizar directamente cualquier análisis del gran catálogo en cualquier momento para una atención optimizada al paciente.

Flexibilidad

para una atención óptima del paciente

- Panel extenso y único de enfermedades autoinmunes e infecciosas para cribado y pruebas de seguimiento.
- Perfiles completos y personalizados de pacientes con hasta 80 resultados en una tanda para un diagnóstico rápido y exhaustivo.
- Solución completamente automática desde la muestra al resultado con la capacidad más amplia de este segmento.
- Mayor eficiencia de trabajo gracias a la carga continua y al acceso aleatorio de tubos primarios y a su capacidad de autodilución.

Fiabilidad

para una mayor confianza en los resultados

- Confíe en la probada Tecnología Monotest de Alegria® y en las pruebas a demanda.
- Cada resultado es validado por su propio control y calibración integrados.
- Minimice errores gracias a la automatización, la medición del tubo primario y la predilución automatizada opcional de la muestra.
- Gran calidad de servicio, con asistencia durante el tiempo útil de su instrumento para lograr un funcionamiento más fluido.

Eficiencia para mayor comodidad y rentabilidad

- La consolidación de un amplio menú en un instrumento completamente automático le permite realizar los tests que necesita de forma rentable y cómoda:
 - menos trabajo manual y más tiempo sin supervisión;
 - menos mantenimiento;
 - menos tiempo para tratar con múltiples proveedores.
- Sin desperdicios de reactivos no utilizados gracias a la tecnología Monotest.
- Interfaz gráfica fácil de usar con pantalla táctil intuitiva integrada para mayor comodidad.



Especificaciones del Alegria® 2:

Descripción	Analizador de inmunotest completamente automático para el procesamiento de pruebas en formato Monotest de Alegria®	Tipos de muestras	Suero - Plasma - Heces
Modos de funcionamiento	Modo continuo o por tandas Muestras STAT; Autodilución (opcional)	Tubos de muestras	Tubos estándar: Diámetro externo 9,2-16 mm Diámetro interno >8 mm Altura 44-120 mm Microtubos en soporte
Cadencia	240 pruebas en <8 horas	LIS / LIMS	Bidireccional LIS LIMS (norma LIS2-A2)
Tiempo: hasta el 1.er resultado para 60 resultados	<70 minutos <100 minutos	Dimensiones Necesidad de espacio Peso	850 x 600 x 700 mm (W x D x H) < 0,6 m ² < 90 Kg
Capacidad de prueba	80 tiras Monotest	Tiempo de calentamiento	10 minutos a TA (20° C)
Conjunto de tests internos	Hasta 80 parámetros	Tiempo de apagado	5 minutos
Capacidad para muestras	Hasta 112 tubos primarios de muestra (u 80 con la opción de autodilución)	Mantenimiento	Diario: NINGUNO Semanal: 15 minutos Mensual: 30 minutos Anual: 1 día

Alegria® 2 - Lleva las pruebas de enfermedades autoinmunes e infecciosas a otro nivel. Obtenga los resultados de su paciente con flexibilidad, fiabilidad y eficacia.